



E. coli a celkový počet koliformných baktérií, 25 ks

Kat. číslo produktu:	2495525
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Bujón MUG v ampulkách pre stanovenie prítomnosti/neprítomnosti ponúka jednoduché použitie ideálne na skríning vzoriek pitnej vody na celkový počet koliformných baktérií a baktérií E. coli. Jednoducho skombinujte bujón P/A s 100 mL vzorky a inkubujte na 24 až 48 hodín pri teplote 35 °C. Zmena farby na žltú alebo žlto-oranžovú znamená prítomnosť koliformných baktérií.

Hotové roztoky na testovanie rekreačnej vody

Hotové roztoky na testovanie odpadovej vody

Hotové roztoky na testovanie pitnej vody

Technické údaje

Materiál:	Sklo
Veľkosť balenia:	25 /bal.