



FerroZine Reagenčný roztok na stanovenie železa, 0,009 - 1,400 mg/l Fe

Kat. číslo produktu:

230149

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Na stanovenie rozpusteného trojmocného (Fe^{3+}) a dvojmocného (Fe^{2+}) železa v stopových koncentráciách.

Pohodlie

Metódy Rapid Liquid využívajú tekuté reagentie, fľašové dávkovače a prietokové kyvety na zjednodušenie testovania.

Výkon

Keďže prietoková kyveta predstavuje statický optický systém, metódy Rapid Liquid obvykle ponúkajú vyššiu presnosť než metódy, pri ktorých sa kyvety vyberajú a vkladajú do prístroja.

Účinnosť

Metódy Rapid Liquid sú ideálnym riešením pre testovanie veľkého počtu vzoriek.

Technické údaje

Číslo metódy:	8147
Názov metódy:	FerroZine
Parameter:	Železo
Platforma:	Roztok
Počet testov:	500 - 1000
Prístroj:	Všetky okrem DR/850, DR/820, vreckového kolorimetra II
Rozsah merania:	0,009 - 1,400 mg/L Fe
Veľkosť balenia:	500 mL