



FerroMo, železo, reagencie 2, polštářky s práškem

Kat. číslo produktu:

2543866

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Prášková reagencie v zatavených sáčcích pro stanovení železa v přítomnosti sloučenin molybdenu.

Technické údaje

Číslo metody:	8365
Název metody:	FerroMo
Platforma:	Práškové reagencie
Počet testů:	50
Rozsah měření:	0,01 - 1,80 mg/L Fe
Velikost balení:	50 /pk