



súprava reagensíí na stanovenie molybdénu, 20 ml, LR súprava reagensíí na stanovenie molybdénu, 0,02 - 3,00 mg/ l Mo

Kat. číslo produktu:

2449400

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Na stanovenie molybdénu pomocou metódy ternárneho komplexu. Pre 20 ml vzorky.

Na stanovenie molybdénanov nízkeho rozsahu pomocou metódy ternárneho komplexu. Metóda Hach 8169. Rozsah: 0,02 - 3,00 mg/l Mo
Objem vzorky: 20 ml Reagenčná súprava obsahuje: Vankúšiky s práškovou reagensiou Molybdenum 1 na stanovenie molybdénu a reagenčný roztok Molybdenum 2 na približne 100 testov.

Technické údaje

Číslo metódy:	8169
Názov metódy:	Ternárny komplex
Parameter:	Molybdén, molybdénan
Počet testov:	100
Prístroj:	Všetky okrem DR/3000, DR/2000 a DR/820
Rozsah merania:	20 mL