



súprava reagencií pre metódu studených výparov ortuti súprava reagencií na stanovenie ortuti, 0,1 - 2,5 µg/l Hg

Kat. číslo produktu:

2658300

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Nebezpečné



Slúži na stanovenie ortuti, metóda studených výparov.

Slúži na stanovenie ortuti pomocou metódy koncentrácie studených výparov ortuti. Metóda Hach 10065. Rozsah: 0,1 – 2,5 µg/l Hg. Táto metóda vyžaduje aparatúru na spracovanie studených výparov ortuti a ďalšie príslušenstvo. súprava reagencií obsahuje spotrebný materiál na 25 stanovení.

Technické údaje

Číslo metódy:	10065
Názov metódy:	Koncentrácia studených výparov
Parameter:	Ortuť
Platforma:	Reagent Set
Počet testov:	25
Prístroj:	Všetky okrem DR/3000, DR/2000, DR/800, vreckového kolorimetra II
Rozsah merania:	0,1 - 2,5 µg/L Hg