



Kyvetový test na stanovenie vicinálnych diketónov, 0,015 - 0,5 mg/kg diacetyl

Kat. číslo produktu:

LCK242

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné

Nebezpečné



Vyvarujte sa nežiadúcim zmenám chuti piva a zabezpečte kvalitu vášho produktu vďaka meraniu vicinálnych diketónov.

Pre použitie so spektrofotometrom DR6000. LCK242 vám prináša možnosť stanoviť prítomnosť vicinálnych diketónov jednoduchšie a bez chemického odpadu. Navyše tieto kyvety poskytujú vysokú kvalitu výsledkov bez potencionálneho ovplyvnenia operátorom. Sú navrhnuté tak, aby zjednodušili pivovarnícku analýzu a zakaždým poskytl správne výsledky. Medzi ich vlastnosti patrí:

Vysoko presné kyvetové testy s vopred nadávkovanými reagensiami pripravené na okamžité použitie

Zníženie počtu chýb vďaka čiarovému kódu

Technológia RFID pre zdokumentovanie doby použiteľnosti kyviet a pre zabezpečenie sledovateľnosti vašich analýz

Reagenčný blank nie je potrebný

Inovatívna technika kyviet a reagensí

Technické údaje

Názov metódy:	MEBAK II
Parameter:	Vicinálne diketóny (VDK)
Platforma:	LCK
Počet testov:	25
Podmienky skladovania:	2 - 8 °C (uchovávať v chlade)
Prístroj:	DR6000
Rozsah merania:	0.015 - 0.5 mg/kg diacetyl