



Náplň pro digitální titrátor, hydroxid sodný, 8,00 N

Kat. číslo produktu:

1438101

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Pro stanovení koncentrace kyseliny titrací digitálním titrátorem. Číslice x 0.01 = meq

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metoda s digitálním titrátorem používá vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8200 (kyselina)
Název metody:	Fenolftalein, koncový bod
Odmerný roztok:	8 N NaOH
Parameter:	Acidobazická
Platforma:	Digitální titrátor
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	10 - 4 000 meq/L, kyselina