



CDTA, náplň pro digitální titrátor, 0,800 M

Kat. číslo produktu:

1440301

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Kyselina cyklohexandiamintetraoctová, standardní roztok. Pro stanovení tvrdosti (Ca) a celkové tvrdosti titrací digitálním titrátořem. 0,800 M.
Číslice = mg/L CaCO₃ v 100 mL. Číslice x 0,001 = mmol.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metoda s digitálním titrátořem používá vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Výměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Názov metody:

Titrace CDTA

Platforma:

Digitální titrátor