



Náplň pro digitální titrátor, thiosulfát sodný, 0,200 N

Kat. číslo produktu: 2267501
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Pro stanovení rozpuštěného kyslíku Winklerovou metodou s titrací digitálním titrátozem. 0,200 N Na₂S₂O₃. Číslice x 0,01 = mg/L rozpuštěný kyslík ve vzorku 200 mL, číslice x 0,00025 = meq.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátozem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8215
Název metody:	Modifikace azidem Winklerovy metody
Odmerný roztok:	0,200 N Na ₂ S ₂ O ₃
Parameter:	Kyslík, rozpuštěný
Platforma:	Digitální titrátor
Počet testů:	40 - 100
Rozsah merania:	1 - 10 mg/L rozpuštěný kyslík