



Aminokyselina F, ředící rozpouštědlo, pro rychlý test s roztoky (Rapid Liquid), oxid křemičitý, 475 mL

Kat. číslo produktu:

2353011

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení velmi nízkého rozsahu oxidu křemičitého metodou s heteropolymerovou modří rychlým testem s roztoky (Rapid Liquid). Metoda Hach 8282 Rozsah: 3 - 1 000 µg/L SiO₂. Používá se s práškovou reagencií, aminokyselina F (2651155). Rychlý testy s roztoky Rapid Liquid[™] nabízejí ekonomický způsob analýzy více vzorků a měření stopových koncentrací. Vyžaduje průtočnou kyvetu.

Technické údaje

Názov metody:

Heteropolymerová modř

Platforma:

Roztok

Počet testov:

250