



Aminokyselina, činidlo, polštářky s práškem, oxid křemičitý, LR, 25 mL, bal./1 000 ks

Kat. číslo produktu: 80428

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.



Navrhované náhrady:

- 80499

Pro stanovení nízkého rozsahu oxidu křemičitého metodou s heteropolymerovou modří (0 - 2,0 mg/L SiO₂). Volitelné činidlo pro vysoký rozsah fosforečnanu metodou s aminokyselinou. Velikost vzorku: 25 mL. Balení po 1 000 polštářcích s práškem

Technické údaje

Platforma: Práškové reagentie