



Manifold, filtrační nálevka, nerezová ocel 316L

Kat. číslo produktu: 2486100
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené

Jedinečný mikrobiologický manifold, který umožňuje optimalizovat stanovení, aniž byste museli obětovat čistotu

3stupňová filtrace s nezávislou regulací podtlaku. Adaptéry nejsou součástí balení, ale objednávají se samostatně u společnosti PALL. (Adaptéry uvedené na fotografii nejsou součástí balení. Jedná se o prodloužené standardní adaptéry).

Aplikace zahrnují:

- testování biologické zátěže filtrovatelných produktů za účelem stanovení počtu životaschopných a reprodukovatelných mikroorganismů. Zjištěním organismů na membránovém filtru nebo v něm lze vyhodnotit účinnost zpracování a mikrobiální kvalitu vzorku, aby bylo zajištěno, že produkt nebude pro zamýšlený recipient škodlivý.
- detekce škodlivých mikroorganismů je velmi důležitá u potravin a nápojů, protože tyto mikroorganismy mohou být příčinou zhoršení senzorických vlastností (vizuální, textura a chuť) a mohou potenciálně způsobit, že se výrobek stane škodlivým při spotřebě. Detekce těchto škodlivých mikroorganismů pomocí membránové filtrace brání tomu, aby se kontaminované položky dostaly na trh.
- monitorování shody s normami pro pitnou vodu pomocí techniky membránové filtrace určuje, zda v upravené vodě nebo v odpadních vodách existují patogenní mikroorganismy. Mezi tyto mikroorganismy patří koliformní bakterie, jako jsou *Escherichia coli* (*E. coli*) a *Legionella*, které jsou obě klasifikovány jako patogeny.

Pojme 25 nebo 47mm nálevkové filtry pro současné zpracování více vzorků. Určeno pro účinnou analýzu mikrobiologické kontaminace nebo kontaminace částicemi. Hliník: Tělo z anodizovaného hliníku; ventily z chromované mosazi; vypouštěcí zátka z nerezové oceli. Sterilizovatelný v autoklávu. Rozměry (V x Š x H) 3,9" x 17,2" x 6,0"

Už žádné „znečištěné“ manifoldy

Mikrobiální křížová kontaminace vzorku je minulostí. Manifold je navržen tak, aby se vešel do většiny laboratorních autoklávů a lze jej rozdělit na součásti vhodné k manipulaci.

Dvojnásobná kapacita stanovení

Manifold lze prodloužit pomocí spojky. Modulární konstrukce umožňuje spojení dvou manifoldů a vytvoření standardního 6místného manifoldu, který lze snadno rozdělit pro dezinfekci nebo sterilizaci.

Manifoldy, které se přizpůsobí vašim potřebám

Nastavení pracovního postupu stanovení je snadné pro praváky i leváky. Součásti jsou zaměnitelné a jsou navrženy tak, aby snadno zapadly do manifoldu.

Veľkosť balenia:

1 každá