



EDTA, náplň pro digitální titrátor, 0,714 M

Kat. číslo produktu:

1495901

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Titrační roztok připravený k okamžitému použití, pro analýzu celkové tvrdosti, 10 - 100+ G.d.H. CaCO₃.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metoda s digitálním titrátozem používá vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8204
Název metody:	EDTA (ManVer2)
Odměrný roztok:	0,714 M EDTA
Parameter:	Tvrdość, celková
Platforma:	Digitální titrátor
Počet testů:	40 - 100
Rozsah měření:	10 - 200 G.d.h.