



FerroZine Vankúšiky s reagenčným činidlom na stanovenie železa, 0,009 - 1,400 mg/l Fe

Kat. číslo produktu:

230166

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás

Nebezpečné



Na stanovenie rozpusteného trojmocného (Fe^{3+}) a dvojmocného (Fe^{2+}) železa v stopových koncentráciách.

Reagencia FerroZine Iron stanovuje obsah rozpusteného trojmocného (Fe^{3+}) a dvojmocného (Fe^{2+}) železa. V prípade extrémne chelátovaných komplexov železa (napr. s kyselinou EDTA) a stanovenia celkového železa je potrebná mineralizácia. Pre analýzu železa na úrovni stopových prvkov. 50/balenie

Technické údaje

Číslo metódy:	8147
Názov metódy:	FerroZine
Parameter:	Železo
Počet testov:	50
Prístroj:	Všetky okrem DR/850, DR/820, vreckového kolorimetra II
Rozsah merania:	0,009 - 1,400 mg/L Fe
Veľkosť balenia:	50 ks