




súprava reagencií na stanovenie niklu metódou s heptoxímom Reagenčná súprava na stanovenie niklu, 0,02 - 1,80 mg/l Fe

Kat. číslo produktu:

2243500

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Na stanovenie niklu, metóda: Extrakcia do chloroformu, indikátor heptoxím.

Technické údaje

Číslo metódy:	8037
Názov metódy:	Heptoxím
Parameter:	Nikel
Počet testov:	50
Popis:	Reagenčná súprava na stanovenie niklu, heptoxímová metóda
Prístroj:	Všetky okrem DR/800, vreckového kolorimetra II
Rozsah merania:	0,02 - 1,80 mg/L Ni
Soulad s EPA:	Áno