



súprava reagencií LeadTrak[®]

Kat. číslo produktu:

2375000

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Nebezpečné



Olovo rozpustné v kyseline vo vzorke vody z vodovodu sa najskôr koncentruje v rýchlom kolónovom extraktore. Olovo je následne uvoľnené z extraktora a stanovené fotometricky pomocou indikátora.

súprava reagencií na stanovenie olova rýchlou kolónovou extrakciou LeadTrak[™] Metóda Hach 8317. Rozsah: 5 až 150 µg/l (Pb). Objem vzorky: 100 ml. súprava reagencií pre 20 stanovení.

Technické údaje

Číslo metódy:	8317
Názov metódy:	LeadTrak
Parameter:	Olovo
Počet testov:	20
Prístroj:	Všetky okrem DR/800
Rozsah merania:	5 - 150 µg/L Pb
Shipping Method:	Lead Reagent set