



Sada reagensií, hliník, vzorek 50 mL, metoda ECR

Kat. číslo produktu:

2443400

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené

Nebezpečné



Pro stanovení hliníku, metoda ECR (Eriochrome Cyanine R). Pro 25 mL vzorek.

Pro stanovení hliníku metodou ECR (Eriochrome Cyanine R). Metoda Hach 8326. Velikost vzorku: 50 mL Rozsah: 0,002 - 0,220 mg/L. Sada reagensií obsahuje reagensii ECR - polštářky s práškem, reagensii pufr urotropin - polštářky s práškem a roztok ECR - maskovací reagentie pro přibližně 100 stanovení.

Technické údaje

Číslo metody:	8326
Název metody:	Eriochrome Cyanine R
Počet testů:	100
Přístroj:	DR 3000, DR 2000
Rozsah měření:	0 - 0,220 mg/L Al