



Urotropin, reagencie, polštářky s práškem, bal./50 ks

Kat. číslo produktu:

187866

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Prášková reagencie v zatavených sáččích pro stanovení hliníku, metoda ECR, 0 - 0,220 mg/L Al.

Technické údaje

Číslo metody:	8326
Názov metody:	Eriochrome Cyanine R
Parameter:	Hliník
Platforma:	Práškové reagencie
Prístroj:	DR2700/DR2800/DR3800/DR3900/DR5000/DR6000
Veľkosť balenia:	50 /pk