



súprava reagensíí na stanovenie prchavých kyselín, kolorimetrická súprava na stanovenie prchavých kyselín, 27 - 2 800 mg/l HOAc

Kat. číslo produktu:

2244700

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



For determination of Volatile Acids by the Esterification method.

Na stanovenie prchavých kyselín metódou esterifikácie. Metóda Hach 8196. Rozsah: do 2 800 mg/l ako kyselina octová. súprava reagensíí pre 100 stanovení.

Technické údaje

Číslo metódy:	8196
Názov metódy:	Esterifikácia
Parameter:	Prchavé kyseliny
Platforma:	Roztok
Počet testov:	100
Podmienky skladovania:	10 °C až 25 °C
Popis:	súprava reagensíí na stanovenie prchavých kyselín
Prístroj:	Všetky okrem vreckového kolorimetra II
Rozsah merania:	27 - 2800 mg/L Kyselina octová
Špeciálna poznámka:	súprava obsahuje: etylénglykol (203953), chlorid železitý v kyseline sírovej (204253), roztok hydroxylamín-hydrochloridu (81842), štandardný roztok hydroxidu sodného 4,5 N (204053), štandardný roztok kyseliny sírovej 19,2 N (203832)