



## Reagenčná súprava, tanín a lignín

**Kat. číslo produktu:**

**2244600**

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



For determination of Tannin and Lignin by the Tyrosine Method. For 25 mL sample.

Na stanovenie tanínu a lignínu pomocou tyrozínovej metódy. Metóda Hach 8193. Rozsah: 0,1 – 9,0 mg/l. Objem vzorky: 25 ml. súprava obsahuje: roztok uhličitanu sodného a reagentie Tannier 3 pre stanovenie tanínu a lignínu, pre max. 100 stanovení.

---

### Technické údaje

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Číslo metódy:   | 8193                                           |
| Názov metódy:   | Tyrozín                                        |
| Parameter:      | Tanín a lignín                                 |
| Platforma:      | Roztok                                         |
| Počet testov:   | 100                                            |
| Prístroj:       | Všetky okrem DR/820, vreckového kolorimetra II |
| Rozsah merania: | 0,1 - 9,0 mg/L vo forme kyseliny trieslovej    |