



Be Right™



## Ověřovací souprava ULR, Stablcal, 100&nbsp;mL

Kat. číslo produktu:

2714600

Nebezpečné

EUR Cena:

Kontaktujte nás

Vyžádat' dátum dodávky



Souprava standardů pro kontrolu nízkého rozsahu zákalu, obsahuje 100&nbsp;mL od každého standardu 0,10&nbsp;NTU, 0,30&nbsp;NTU, 0,50&nbsp;NTU, 1,0&nbsp;NTU, silikonový olej a&nbsp;utěrku na olejování, a&nbsp;pokyny.

Ověřovací souprava Stablcal zahrnuje: Standardy 0,10&nbsp;NTU, 0,30&nbsp;NTU, 0,50&nbsp;NTU, 1,0&nbsp;NTU (100&nbsp;mL od každého), silikonový olej a&nbsp;utěrku na olejování, a&nbsp;pokyny. Pouze pro ověřování. Nikoliv pro kalibraci.

### Přesné, předem namíchané roztoky formazinu

Společnost Hach připravuje standardy Stablcal v&nbsp;přesných koncentracích a&nbsp;širokém rozsahu koncentrací pomocí patentované výrobní technologie, což umožňuje přesnou kalibraci turbidimetrů.

### Založeno na primárních formazinových standardech

Stabilizované formazinové standardy Stablcal obsahují stejný polymer rozptylující světlo jako tradiční formazinové primární standardy turbidity a&nbsp;mají srovnatelné vlastnosti.

### Zvýšená stabilita šetří čas a námahu

I&nbsp;když lze formazinové primární standardy připravovat přímo v&nbsp;laboratoři, je tento proces pracovně i&nbsp;časově náročný a&nbsp;naředěné standardy jsou navíc nestabilní. Stablcal je stabilizovanou verzí formazinu: umožňuje dosahovat opakovatelných výsledků, a&nbsp;to bez zbytečného vynakládání času a&nbsp;úsilí, jako je tomu v&nbsp;případě standardů připravovaných v&nbsp;laboratoři.

### Důvěra ve výsledky

Před více než 40&nbsp;lety byla společnost Hach první společností, která použila formazin jako standard turbidity v&nbsp;odvětví pitné vody. Standardy Stablcal jsou založeny na desítkách let zkušeností s&nbsp;měření zákalu.

---

## Technické údaje

Koncentrace:

0,1, 0,3, 0,5, 1,0 NTU

Poznámka:

\*Pouze pro ověřování. Nikoliv pro kalibraci.

Vel'kost' balenia:

set of 4