



Pipetový test peroxidu vodíka, 1 - 10 g/l H₂O₂

Kat. číslo produktu:

LCW058

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení peroxidu vodíku metódou s peroxomolybdenanem.

Technické údaje

Názov metódy:	Peroxomolybdénan
Parameter:	Peroxid vodíka
Počet testov:	40
Podmienky skladovania:	2 °C - 8 °C (uchovávať v chlade)
Popis:	súprava reagensí na stanovenie peroxidu vodíka
Rozsah merania:	1 - 10 g/L H ₂ O ₂
Špeciálna poznámka:	vyžadujú sa dodatočné kyvety, kruhové LCW906