



Kyselina, činidlo, polštářky s práškem, 25 mL, bal./1 000 ks

Kat. číslo produktu:

104228

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Pro stanovení vysokého rozsahu oxidu křemičitého silikomolybdenovou metodou (metoda Hach 8185) Rozsah: 1 - 100,0 mg/L SiO₂. Také se používá při jodometrické metodě (metoda Hach 10100) pro stanovení vysokého rozsahu chlornanu (50 - 150 g/L jako Cl₂). Balení po 1 000 polštářcích s práškem.

Technické údaje

Názov metódy:

Silikomolybdenan

Platforma:

Práškové reagentie