



Náplň pro digitální titrátor, thiosulfát sodný, 2,00 N

Kat. číslo produktu:

1440101

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Pro stanovení rozpuštěného kyslíku Winklerovou metodou a titrací digitálním titrátozem. 2,0 N. Číslice x 0,1 = mg/L rozpuštěný kyslík ve vzorku 200 mL. Číslice x 0,00025 = meq.

Přesné výsledky - tehdy a tam, kde je potřebujete

Metody s digitálním titrátozem využívají vysoce přesné dávkovací zařízení a náplně s koncentrovaným titračním činidlem k analýzám v laboratoři, provozu i v terénu.

Rychlé a flexibilní

Vyměnitelné náplně vám umožňují výměnu titračního činidla během několika sekund. Žádné čištění ani vyplachování byret.

Univerzální

K dispozici je více než 50 kombinací parametr/rozsah

Ekonomické

Koncentrovaná titrační činidla umožňují obvykle 40 - 100 titrací s jednou náplní.

Technické údaje

Číslo metody:	8209
Název metody:	Modifikace azidem Winklerovy metody
Odmerný roztok:	2,00 N Na ₂ S ₂ O ₃
Parameter:	Chlor, celkový obsah
Platforma:	Digitální titrátor
Počet testů:	40 - 100
Rozsah merania:	2 000 - 70 000 mg/L Cl ₂
Rozsah merania (2):	10 - 100 mg/L rozpuštěný kyslík