



Fenylarsin-oxid (PAO), standardní roztok, 0,00564 N, 1 L

Kat. číslo produktu:

199953

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dátum odoslania neuvedené



Pro stanovení chloru amperometrickými titračními metodami. Poznámka: také k dispozici v náplních pro digitální titrátor. 0,00564 N, 1 litr, láhev

Technické údaje

Číslo metody:	8168
Název metody:	Amperometrická titrace
Platforma:	Roztok
Prístroj:	AutoCat™ 9000
Rozsah merania:	0,5 mg/L a výše Cl ₂
Rozsah merania (2):	0,0051 - 5,000 mg/L Cl ₂