



Roztok reagencie, aminokyselina F, 20 ampulí (velmi nízký rozsah)

Kat. číslo produktu:

2386420

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dostupné



Pro stanovení velmi nízkého rozsahu oxidu křemičitého metodou s heteropolymerovou modří. Metoda Hach 8282 Rozsah: 3 - 1 000 µg/L SiO₂. V ampulích pro zvýšení stability

Technické údaje

Názov metódy:	Heteropolymerová modř
Platforma:	Roztok
Počet testov:	20