



MolyVer 6, molybden, reagencie, ampule AccuVac, bal./25 ks

Kat. číslo produktu:

2522025

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Navrhované náhrady:

- 2604100

Pro stanovení vysokého rozsahu molybdenanu molybdenu metodou s kyselinou merkaptooctovou. Metoda Hach 8036. Rozsah: 0,2 - 40,0 mg/L Mo. Balení po 25 ampulích. Rovněž vyžaduje roztok CDTA, 0,4 M, kat. č. 26154-36.

Rychlé

Ampule AccuVac poskytují rychlé výsledky. Jednoduše odlomte, naplňte a změřte - uspoříte svůj cenný čas.

Snadné

Není nutné měřit vzorky ani reagencie. Evakuované ampule nasají správný objem vzorku, proto může každý získat spolehlivé výsledky s minimálním úsilím.

Přesnost

Evakuované ampule s optickou kvalitou zajišťují přesná měření a stabilitu reagencie.

Použijte je všude, kde potřebujete výsledky.

Ampule jsou jak reagenční nádoby, tak i fotometrické měřicí kyvety. Odpadá nutnost přepravy reagensů nebo vzorků.

Technické údaje

Názov metódy:	Kyselina merkaptooctová
Parameter:	Molybden
Platforma:	Accuvac
Počet testov:	25
Rozsah merania:	0,2 - 40,0 mg/L Mo