



Činidlo, hydrazin, ampule AccuVac, 25 ks/1 balení

Kat. číslo produktu:

2524025

Nebezpečné

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.



Navrhované náhrady:

- 179032

Pro stanovení hydrazinu metodou p-dimethylaminobenzaldehydu, s použitím ampulí AccuVac. Metoda Hach 8141. Rozsah: 4 - 600 µg/L. Balení po 25 ampulích.

Rychlé

Ampule AccuVac poskytují rychlé výsledky. Jednoduše odlomte, naplňte a změřte - uspoříte svůj cenný čas.

Snadné

Není nutné měřit vzorky ani reagentie. Evakuované ampule nasají správný objem vzorku, proto může každý získat spolehlivé výsledky s minimálním úsilím.

Přesné

Evakuované ampule s optickou kvalitou zajišťují přesná měření a stabilitu reagentie.

Použijte je všude, kde potřebujete výsledky.

Ampule jsou jak reagenční nádoby, tak i fotometrické měřicí kyvety. Odpadá nutnost přepravy reagentií nebo vzorků.

Technické údaje

Číslo metody:	8141
Název metody:	p-dimethylaminobenzaldehyd
Parameter:	Hydrazin
Platforma:	Accuvac
Počet testů:	25
Prístroj:	Vše s výjimkou DR 850, DR 820, PC II
Rozsah merania:	4 - 600 µg/L N ₂ H ₄