



Prášková reagencie, aminokyselina F, rychlý test s roztoky (Rapid Liquid), oxid křemičitý, 55 g

Kat. číslo produktu:

2651155

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Pro stanovení velmi nízkého rozsahu oxidu křemičitého metodou s heteropolymerovou modří. Metoda Hach 8282. Používá se s ředicím rozpouštědlem, aminokyselinou F (2353011) v metodě Rapid Liquid.

Technické údaje

Názov metódy:

Heteropolymerová modř

Platforma:

Nádoba

Počet testov:

250