



Prietoková jednotka pre sondy NT3100 sc/NT3200 sc 5 mm, Nitratax plus sc 5 mm, Uvas plus sc 5 mm

Kat. číslo produktu:

LZX867

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 1 týždňa

Technické údaje

Dĺžka:	333 mm
Dĺžka dráhy:	2 mm
Dĺžka kábla:	10 m
Hmotnosť:	3,6 kg
Materiál:	Meracia cela: PVC;
	Priečhodky: PVDF;
	Hadička na vzorku: PVC;
	Skrutky: nehrdzavejúca oceľ;
	Tesnenia: EPDM
Objem vzorky:	0,5 – 10 L
Prevádzková teplota:	2 – 40 °C (teplota vzorky)
Rozmery (V x Š x H):	210 mm x 500 mm x 160 mm
Rozsah tlaku:	Nie pod tlakom, otvorený odtok
Rozsah vlnových dĺžok:	Meracia cela: PVC;
	Tesnenia: EPDM;
	Priečhodky: PVDF;
	Hadička na vzorku: PVC
Rýchlosť prietoku vzorky:	Min. 0,5 L/h
Teplota vzorky:	2 – 40°C (35,6 – 104°F)
Vstup vzorky:	Hadička, vnútorný priemer 4 mm/vonkajší priemer 6 mm