



Prietoková jednotka pre sondy NT3100sc/NT3200sc 1/2 mm, Nitratax plus sc 2 mm a Uvas plus sc 2 mm

Kat. číslo produktu:

LZX869

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 1 týždňa

Technické údaje

Dĺžka:	333 mm
Dĺžka dráhy:	2 mm
Hmotnosť:	3,6 kg
Materiál:	Meracia cela: PVC; Priechodky: PVDF; Hadička na vzorku: PVC; Skrutky: nehrdzavejúca oceľ; Tesnenia: EPDM
Objem vzorky:	0,5 – 10 L
Prevádzková teplota:	2 – 40 °C (teplota vzorky)
Rozmery (V x Š x H):	210 mm x 500 mm x 160 mm
Rozsah tlaku:	Nie pod tlakom, otvorený odtok
Rozsah vlnových dĺžok:	Meracia cela: PVC; Tesnenia: EPDM; Priechodky: PVDF; Hadička na vzorku: PVC
Rýchlosť prietoku vzorky:	0,5 L/h
Teplota vzorky:	2 – 40°C (35,6 – 104°F)
Vstup vzorky:	Hadička, vnútorný priemer 4 mm/vonkajší priemer 6 mm