



Pufr, polštářky s práškem, pH 7,00, barevně značeno žlutě, bal./50 ks

Kat. číslo produktu:

2227066

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:
Dostupné

Kontaktujte nás



Standardní roztoky pH pufrů pro laboratorní a terénní analýzu

Polštářky s práškem pH pufru pro kalibraci pH elektrody. Každý polštářek je určen pro přípravu 50 mL čerstvého roztoku pufru. Barevně značeno pro snadnou identifikaci (žlutá). pH je $7,00 \pm 0,02$ při 25 °C. Polštářky s práškem, balení po 50 ks

Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Kvalita používaných standardních roztoků pH pufrů hraje klíčovou roli.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Farebne značené?:	Áno
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Polštářky s práškem
pH hodnota(y):	$7,00 \pm 0,02$ pH při 25 °C
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	pH pufr pro kalibraci
Špeciálna poznámka:	Po použití roztok zlikvidujte
Veľkosť balenia:	50 ks

Potrebné príslušenstvo

- Kádinka pro kalibraci pH elektrody, žlutá, 30 mL, bal./80 (Item SM5012)
- Utěrky, jednorázové, 11 x 22 cm, 280 ks/bal. (Item 2096900)
- Clippers (Shears) (Item 2369400)
- Deionized water, 500 mL (Item 27248)