



## Pufrový roztok pH, pH 10,00 (500 ml)

**Kat. číslo produktu:** 1222149  
**EUR Cena bez DPH:** Kontaktujte nás  
**Dodávka do 2 týždňov**

### Standardní roztoky pH pufrů pro laboratorní a terénní analýzu

Kvalitný pufrový roztok, bez farebného označenia, nadväznosť na NIST. pH je 10,00  $\pm$ 0,02 pri teplote 25 °C.

Na kalibráciu pH metra. Bezfarebný roztok, pH je  $\pm$ 0,02 pri teplote 25 °C.

#### Návaznosť na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Kvalita používaných standardních roztoků pH pufrů hraje klíčovou roli.

#### Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

#### Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

---

### Technické údaje

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farebne značené?:      | Nie                                                                                       |
| Koncentrácia:          | 10,01 pH                                                                                  |
| Nadväznosť na NIST:    | Áno                                                                                       |
| Package settings:      | Láhev                                                                                     |
| pH hodnota(y):         | 10,01 $\pm$ 0,02 pH při 25 °C                                                             |
| Podmienky skladovania: | 10 - 25 °C (chraňte před světlem)                                                         |
| Popis:                 | Pufrový roztok (bezfarebný) (NIST)                                                        |
| Špeciálna poznámka:    | Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 3 měsíce |
| Veľkosť balenia:       | 500 mL                                                                                    |