



pufrový roztok pH, pH 4,01 ± 0.02 (500 mL)

Kat. číslo produktu: 1222349
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Standardní roztoky pH pufrů pro laboratorní a terénní analýzu

Kvalitní pufrový roztok, bezfarebný. nadváznost' na NIST. pH je 4,01 ± 0,02 při 25 °C.

Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Kvalita používaných standardních roztoků pH pufrů hraje klíčovou roli.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Technické údaje

Farebne značené?:	Nie
Koncentrácia:	4,01 pH
Nadváznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Láhev
pH hodnota(y):	4,01 ±0,02 pH při 25 °C
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Pufrový roztok (bezfarebný) (NIST)
Špeciálna poznámka:	Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 6 měsíců
Veľkosť balenia:	500 mL