



Souprava roztoků pufrů, barevně značeno, pH 4,01, pH 7,00 a pH 10,01, 20 L

Kat. číslo produktu: 2507300
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Datum odoslania neuvedené

Standardní roztoky pH pufrů pro laboratorní a terénní analýzu

Souprava standardních roztoků pH pufrů pro kalibraci pH elektrody. Doporučené trojbalení barevně značených roztoků pH pufrů pro snadnou identifikaci. pH je $\pm 0,02$ při 25 °C. 20L balení pufru pH 4,01, 7,00 a 10,01, se skládacím vnitřním vakem v bílé lepenkové krabici. Ideální velikost balení pro laboratoře provádějící velký objem stanovení pH.

Návaznost na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Kvalita používaných standardních roztoků pH pufrů hraje klíčovou roli.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

Ušetřete při nákupu trojbalení s pH pufrů!

Snížení nákladů o 33 % oproti nákupu jednotlivých láhví

Technické údaje

Farebne značené?:	Áno
Koncentrácia:	4,01 pH - 10,01 pH
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Balení „Bag-in-Box“ (BiB)
pH hodnota(y):	4,01, 7,00 a 10,01 $\pm 0,02$ pH při 25 °C
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	pH pufr pro kalibraci
Veľkosť balenia:	3 pk of 20 L