



Standardní roztok konduktivity na jedno použití Singlet, 147 µS/cm, KCl; 20 mL

Kat. číslo produktu: 2771320
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Balíčky roztoků Singlet

Vodivostný štandard, pripravený na použitie, vzduchotesne uzavretý v osobitných zatavených vreckách. Vodivosť je 147 uS/cm $\pm$ 10 % pri teplote 25 °C.

Ideální pro analýzu v terénu

Zatavené sáčky se snadno přepravují - nehrozí vylití roztoku.

Snadné použití

Jednoduše otevřete sáček a vložíte do něj elektrodu.

Čerstvé a spolehlivé

Zatavené sáčky brání kontaminaci a působení vzduchu.

Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základem pro přesná měření konduktivity je dobrá péče o vodivostní celu a její správná kalibrace.

Technické údaje

Koncentrácia:	147 µS/cm při 25 °C $\pm$ 10 % při 25 °C
Nadväznosť na NIST:	Áno
Package settings:	Singlet
Parameter:	Konduktivita
Podmienky skladovania:	10 - 25 °C (chraňte před světlem)
Popis:	Kalibrační roztok konduktivity
Špeciálna poznámka:	Po použití roztok zlikvidujte
Veľkosť balenia:	20 ks
Vzorec:	KCl