



## Pufrový roztok, pH 4.01, 4 x 250 mL

**Kat. číslo produktu:** LZW9466.99  
**EUR Cena bez DPH:** Kontaktujte nás  
**Dostupné**

### Standardní roztoky pH pufrů pro laboratorní a terénní analýzu

Pufrový roztok, pH 4.01 Certifikát analýzy na stiahnutie, 4 x 250 mL

#### Návaznosť na standardní referenční materiály NIST

Při jakémkoliv stanovení je zcela zásadní, abyste si vždy mohli být jisti správností svých výsledků bez ohledu na to, zda měříte v laboratoři nebo v terénu. Kvalita používaných standardních roztoků pH pufrů hraje klíčovou roli.

#### Vhodné pro použití s přístroji Hach a dalšími přístroji.

Základním požadavkem pro přesná měření pH je dobrá péče o pH elektrodu a její správná kalibrace.

#### Spolehlivé balení

Dodává se ve vzduchotěsném balení se zaručenou životností.

---

### Technické údaje

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farebne značené?:      | Nie                                                                                       |
| Nadväznosť na NIST:    | Áno                                                                                       |
| Package settings:      | Láhev                                                                                     |
| pH hodnota(y):         | 4,01 ±0,02 pH při 25 °C                                                                   |
| Podmienky skladovania: | 10 - 25 °C (chraňte před světlem)                                                         |
| Popis:                 | pH pufr pro kalibraci                                                                     |
| Špeciálna poznámka:    | Trvanlivost po otevření při dodržení doporučených podmínek skladování a použití: 6 měsíců |
| Veľkosť balenia:       | 1 L (4× 250 mL)                                                                           |