



Mikropipeta s pevným objemem, 500 µL

Kat. číslo produktu:	2946009
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Mikropipeta je vybavena dvoustupňovým pístovým dávkovačem, který zajišťuje vysokou přesnost a preciznost pipetovacích technik a usnadňuje dávkování poslední kapky. Na unikátní kužel na špičce lze připevnit mikro i ultra mikro pipetovací špičky. Každá mikropipeta je plně autoklávovatelná a barevně označená pro snadnou identifikaci. Obsahuje jednu pipetovací špičku. Další pipetovací špičky se prodávají samostatně.

Technické údaje

Kapacita:	500 µL
Presnosť:	0,5 %
Veľkosť balenia:	1 každá