



Pipeta, sérologická, sterilná, polystyrén, s konektorom, 2 mL, 50/bal.

Kat. číslo produktu: 2092826
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené

Sterilná jednorazová plastová pipeta s konektorom. Hromadné balenie po 2x 25/bal. Farebné značenie. Čierna stúpajúca/klesajúca stupnica. Kalibrované „na vyliatie“ (TD). Presnosť $\pm 2\%$.

Technické údaje

Kapacita:	2 mL
Stupnice:	0.01 mL
Veľkosť balenia:	50 /bal.