



Vzorkovnice, předem sterilizovaná, kulatá, 50 ks/balení

Kat. číslo produktu:	2495050
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Polystyrenové, jednorázové, průhledné, nefluorescenční, odolné proti rozbití, předem sterilizované lahve s uzávěry. Na lahvích je 100ml ryska na dolití, objem 175 mL. Lahve se používají s médiem obsahujícím MUG nebo jiné fluoreskující činidlo. Dobře funguje společně s ampulemi s živným médiem P-A a médiem PathoScreen(TM).

Technické údaje

Dechlorinating Agent?:	Ne
Veľkosť balenia:	50/pk