




## Ampulky s bujónom m-Colibblue24, 50 ks

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Kat. číslo produktu: | 2608450         |
| EUR Cena bez DPH:    | Kontaktujte nás |
| Dodávka do 2 týždňov |                 |

Pripravené médiá na súbežnú detekciu baktérií *E. coli* a celkového počtu koliformných baktérií na filtri do 24 hodín.

50x 2 mL plastové ampulky.

m-Colibblue24 používajte iba s podložkami vyrobenými nasledujúcimi spoločnosťami/značkami: Pall Corporation (napr. sterilné Petriho misky s absorpčnými podložkami), produkty so súkromnou značkou/OEM produkty vyrobené spoločnosťou Pall Gelman, Sartorius (celulóзовé podložky a podložky zo sklenených vlákien), produkty spoločnosti Sartorius BioSart s integrovanou Petriho miskou a sterilizované EO podložky od spoločnosti Millipore. S produktom nie sú kompatibilné žiadne ďalšie podložky a použitie iných než odporúčaných podložiek môže byť príčinou nespolahlivých a nepresných údajov.

**Súbežná detekcia celkového počtu koliformných baktérií a baktérie *E. coli* – už za 24 hodín**

**Jednoduchá manipulácia s vopred namiešaným selektívnym médiom**

**Cenovo výhodné – nepotrebuje žiadne fluorescenčné lampy ani farebné komparátory**

**Vynikajúca citlivosť až do 1 CFU/100 mL**

---

### Technické údaje

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Materiál:        | Plast               |
| Media Type:      | m-Colibblue24 Broth |
| Veľkosť balenia: | 50 /bal.            |