



Lopatkový tester, celkový počet aeróbných baktérií, kvasiniek a plesní, 10 ks

Kat. číslo produktu:	2610810
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov	

Lopatkové testery Hach umožňujú rýchly a jednoduchý rozbor vodných vzoriek, pevných povrchov a neviskózných kvapalín v prípade nehygienických podmienok. Lopatkový tester je obojstranný prúžok pripojený k uzáveru nádoby. Každá strana tohto prúžka sa používa na vykonanie samostatného testu. Tento prúžok obsahuje zaliatu mriežku na jednoduché počítanie kolónií bez otvorenia opticky čírej, nepriepustnej nádoby. Lopatkový tester, celkový počet aeróbných baktérií/kvasiniek a plesní (tryptónový agar s glukózovým extraktom/ Sabouraudov dextrózový agar), bal./10.

Hotové roztoky na testovanie rekreačnej vody

Hotové roztoky na testovanie odpadovej vody

Hotové roztoky na testovanie pitnej vody

Technické údaje

Media Type:	Total Aerobic Bacteria, Yeast and Mold
Veľkosť balenia:	10 /pk