



Lopatkový tester, kontrola dezinfekcie

Kat. číslo produktu:	2619510
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Lopatkový tester na stanovenie celkových aeróbných baktérií a na kontrolu dezinfekcie (tryptický sójový agar/Dey-Engley neutralizačná pôda)

Lopatkové testre Hach umožňujú rýchly, jednoduchý screening vzoriek vody, pevných povrchov a neviskózných kvapalín aj v nehygienickom prostredí. Obojstranná lopatka je pripevnená k uzáveru ampule. Každá strana lopatky slúži na vykonanie samostatného testu. Lopatka obsahuje mriežku pre ľahké počítanie kolónií bez nutnosti otvorenia ampule. Tester stačí ponoriť do vzorky alebo pritlačiť na kontrolovaný povrch, nechať inkubovať a vyhodnotiť.

Úplné riešenie pre testovanie rekreačnej vody

Úplné riešenie pre testovanie odpadovej vody

Úplné riešenie pre testovanie pitnej vody

Technické údaje

Media Type:	Total Aerobic Bacteria/Disinfection Control
Veľkosť balenia:	10 /pk