



Prodlužovací tyč z nerezové oceli, 1,0 m

Kat. číslo produktu:	LZY714.99.00030
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dostupné	

Prodlužovací tyč 1,0 m vhodná pro řešení LZY714.99.xxx20 pro montáž na tyč.

Technické údaje

Délka:	1000 mm
Hmotnost:	Pouze prodlužovací tyč: 2,5 kg
Materiál:	Tyč SS 1.4301; těsnění EPDM; sada šroubů SS.
Priemer:	40 mm
Prístroj:	Sonatax sc