



MICRO DIST Blok MICRO DIST, digitálny, kompletný

Kat. číslo produktu:

MDI001

ZASTARANÁ POLOŽKA

Táto položka už nie je dostupná.

Komplexné riešenie pre automatizovanú analýzu.

Destilácia až 21 vzoriek na stanovenie kyanidov, sulfidov a amoniaku za 30 minút pomocou destilačného systému MICRO DIST®. Vyššia presnosť pomocou kontaktného blokového ohrievača s reguláciou teploty. Zvýšenie produktivity - denne je možné destilovať viac než 100 vzoriek.

Vyššia presnosť

Vyššia produktivita

Menšie riziká

Čaká na schválenie USEPA

Technické údaje

Elektrická špecifikácia:

230 V, 50/60 Hz, 5 A