




SÚPRAVA KALIB. VALEC 1720C/1720D/E

Kat. číslo produktu:

4415600

Nebezpečné

EUR Cena bez DPH:

Kontaktujte nás

Dodávka do 2 týždňov



Formazinová kalibračná sada pro turbidimetr 1720C a 1720D/E. Obsahuje kalibrační válec, pipetu Tensette a 500 mL formazinu 4000 NTU.

Technické údaje

Obsah balenia:

Kalibrační válec, pipeta Tensette 1,0-10,0 mL a 500 mL formazinového standardu 4000 NTU, návod.

Obsah balenia

Kalibrační válec, pipeta Tensette 1,0-10,0 mL a 500 mL formazinového standardu 4000 NTU, návod.