



HQD Stojan na prístroj

Kat. číslo produktu:	4754900
EUR Cena bez DPH:	Kontaktujte nás
Dátum odoslania neuvedené	

Custom-fit for all portable HQD meters (without protective glove), this stand is perfect for use in the laboratory or other applications where hands-free operation is desired. Black molded plastic is durable and easy to clean.

Vhodný pre všetky prenosné prístroje HQD (bez ochranného obalu). Tento stojan je vynikajúcim riešením pre laboratóriá alebo aplikácie, kde nie je žiadúce držanie prístroja v rukách. Čierny tvarovaný plast je trvanlivý a jednoducho sa čistí.