



ROBUSTNÝ TERÉNNY KUFRÍK, VEĽKÝ Rugged field case (size large)

Kat. číslo produktu: 8505501

ZASTARANÁ POLOŽKA
Táto položka už nie je dostupná.

Robustné terénne kufríky

Includes empty case and insert for meter and probe storage, 4 x containers for sample collection, and 1 x 500mL wash bottle. For 3 outdoor probes with 5m cable.

Robustný terénny kufrík obsahuje penové vložky na uloženie prístroja, elektród a príslušenstva. Možnosť uloženia troch robustných elektród s káblom s dĺžkou 5 m.

Trvanlivé a robustné terénne kufríky typu „všetko v jednom“ ponúkajú praktické využitie a dostatok priestoru na vzorkovnice, prístroj a robustné elektródy

Trvanlivé penové vložky zaisťujú bezpečné uloženie prístroja a vzoriek

Technické údaje

Rozmery (V x Š x H): 432 mm x 673 mm x 254 mm