



INTELLICAL PHC805 kombinovaná pH elektróda, sklenená, Ag/AgCl, všeobecné použitie

Kat. číslo produktu: PHC80501
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dodávka do 2 týždňov

Digitálna pH sklenená elektróda s plniteľným referenčným systémom Ag/AgCl a zabudovaným teplotným čidlom. Rozsah merania 0-14 pH, 0 až 80 °C. Porézny soľný mostík.

Sklenené telo elektródy je odolné voči chemikáliám a jednoducho sa čistí. Plniteľný soľný mostík má obvykle dlhšiu životnosť než nedoplňiteľný v gélových elektródach. Digitálna elektróda ukladá čas a dátum každého merania, ID operátora a vzorky, históriu kalibrácie, parameter a sériové číslo elektródy. Môže sa jednoducho kombinovať s rôznymi prístrojmi radu HQD - laboratórnymi aj prenosnými.

Plniteľné sklenené telo elektródy poskytuje výnimočnú hodnotu a dlhú životnosť

Elektroda se skleněným tělem je chemicky odolná a snadno se čistí. Plnitelný referenční prvek má obvykle delší očekávanou životnost než gelové elektrody.

INTELLICAL digitálne elektródy zabezpečujú dokonalú sledovateľnosť histórie meraní

Pro každé měření se ukládají údaje o času a datu, operátorovi a ID vzorku, historii kalibrace, parametru a sériovém čísle elektrody.

INTELLICAL digitálne elektródy upozornia užívateľ a keď je potrebná rekalibrácia

Poskytuje najspolehlivejší a najpresnejší výsledky pro každé měření bez jakýchkoliv odhadů.

Elektrody INTELLICAL sa dajú pripojovať k rôznym prístrojom bez potreby rekalibrácie či nastavenia parametrov merania.

Ideální pro prostředí s více uživateli s více laboratorními a přenosnými měřicími přístroji řady HQD.

Technické údaje

Aplikácie:	High Performance (0 to 80 °C)
Dĺžka:	200 mm
Dĺžka kábla:	1 m
Hmotnosť:	0,1 kg
Method Type:	Laboratoř: Red Rod / plnitelný referenční prvek
Obsah balenia:	Laboratorní pH elektróda Intellical PHC805 s lahví skladovacího roztoku, 1m kabel, 5mL lahvička plnicího roztoku referenčního elektrolytu (3M roztok KCl), certifikát o zkoušce a základní návod k použití.
Parameter:	pH
Plniaci roztok:	3M KCl (#2756559)
Přesnost:	±0,02 pH
Product Kit:	Model: PHC805
	Zahrnuté příslušenství: žádné
Reference system:	Ag/AgCl

Rozlíšenie :	0,001/0,01/0,1
Rozlíšenie teploty:	0,1 °C
Rozsah merania:	0 - 14 pH
Sada?:	Nie
Sensor material:	Sklo
Sodium (Alkalinity) error:	0,3 pH při pH 13 v 0,1M NaOH
Soľný mostík:	Keramický soľný mostík
Správnosť teploty:	±0,3 °C
Teplotný rozsah:	0 - 80 °C
Teplotný senzor:	Automatická teplotní kompenzace
Test requirements:	Potřebný parametr: pH
	Minimální hloubka vzorku (mm): 18
Typ elektrody:	Štandardná
Typ elektródy:	Red Rod / plnitelný referenční prvek
Typ senzora:	pH skleněná
Záruka:	12 mesiacov

Obsah balenia

Laboratorní pH elektroda Intellical PHC805 s lahví skladovacího roztoku, 1m kabel, 5mL lahvička plnicího roztoku referenčního elektrolytu (3M roztok KCl), certifikát o zkoušce a základní návod k použití.

Potrebné príslušenstvo

- pH skladovací roztok (3M chlorid draselný), 50 mL (Item 2756559)