



Dusičnany, štandardný roztok, 25 mg/L NO₃ (5,65 mg/L NO₃-N), 500 mL

Kat. číslo produktu: LCW828
EUR Cena bez DPH: Kontaktujte nás
Dostupné

Štandardný roztok na stanovenie dusičnanov online

Technické údaje

Koncentrácia:	25 mg/L (5,65 mg/L NO ₃ -N)
Parameter:	Dusičnany
Platforma:	Roztok
Prístroj:	Nitratax
Veľkosť balenia:	500 mL